


Foliodrape® Tilläggsdraperingar – två lager –



Foliodrape®






Tilläggsdraperingar

– två lager –

► Foliodrape handduk är gjorda av non-woven-material som är plastat på ena sidan. De har mycket hög uppsugningsförmåga och är ogenomträngligt för fukt och mikro-organismer. Materialets mjuka, smidiga struktur underlättar draperingen. Finns också som självhäftande handduk med självhäftande ytor för säker fixering.

► Foliodrape håldukar är gjorda av non-woven-material som är plastat på ena sidan. De har mycket hög uppsugningsförmåga och är ogenomträngligt för fukt och mikroorganismer. Materialets mjuka, smidiga struktur underlättar draperingen. Öppningens diameter är 7 eller 10 cm. Finns också som hålduk med självhäftande yta för säker fixering; öppningens diameter kan då varieras genom att de två delarna skjuts ut över varandra.

► Foliodrape instrumentbordslakan är gjorda av non-woven-material som är plastat på ena sidan. Det är ogenomträngligt för fukt och mikroorganismer, har hög styrka och luddar minimalt.

Sortiment					
			Avd. förp. (Afp)	Art. nr.	Transp. förp.
	<u>Handdukar</u> för steril drapering av patienten och utrustningen i operations-salen, på polikliniken samt på avdelningen	45 x 75 cm	65 st	250 490	4 Afp
		75 x 90 cm	35 st	250 491	4 Afp
		90 x 150 cm	20 st	250 492	4 Afp
	<u>Håldukar</u> för steril drapering av patienten i operations-salen, på polikliniken samt på avdelningen	<u>Självhäftande</u>			
		45 x 75 cm	65 st	250 495	4 Afp
		75 x 90 cm	35 st	250 496	4 Afp
	<u>Håldukar</u> för steril drapering av patienten i operations-salen, på polikliniken samt på avdelningen	45 x 75 cm	65 st	250 493	4 Afp
		Ø 7 cm	35 st	250 494	4 Afp
		75 x 90 cm			
		Ø 10 cm			
	<u>Håldukar</u> för steril drapering av patienten i operations-salen, på polikliniken samt på avdelningen	<u>självhäftande, gjorda av två lager, med justerbar Ø</u>			
		45 x 75 cm	65 st	250 497	4 Afp
		75 x 90 cm	35 st	250 498	4 Afp
	<u>Instrumentbordslakan med ett lager av non-woven</u>	150 x 100 cm	30 st	250 220	2 Afp
		150 x 200 cm	15 st	250 224	2 Afp