

MoliCare

Allt-i-ett skydd vid stor inkontinens

Säker fixering

Elastisk tejp som fäster både på plast och non-woven gör fixeringen enklare och säkrare.

HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenter absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

Material

Unik luftgenomsläpplig non-woven runt höfterna låter huden andas, vilket skapar ett bra hudklimat och ger högre komfort.

Dry Plus

Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

Läckagebarriärer

Mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer formade för att ge extra stor absorptionsdyna gör skyddet lämpligt vid såväl urin- som avföringsinkontinens. Samtidigt ger de extra skydd mot sidoläckage.

Våtindikator

Längsgående våtindikator på produktens baksida.



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44



Inkontinensprodukter från HARTMANN är 100% latexfria.

Sortiment		Art.nr.	Vikt	Höftmått	Abs.kap. (ISO)	Färgkod	Förp.
X-small	💧💧💧	169 960	70 gr	40-70 cm	1621 ml	Blå	28x4 st
Small	💧💧💧	169 961	77 gr	60-90 cm	1554 ml	Blå	28x3 st
Medium	💧💧💧	169 962	104 gr	90-120 cm	2378 ml	Blå	28x3 st
Large	💧💧💧	169 963	124 gr	120-150 cm	2841 ml	Blå	28x3 st
X-large	💧💧💧	169 904	180 gr	140-175 gr	4119 ml	Blå	14x4 st

Fördelar:

Luftgenomsläpplig non-woven i höftpartiet

Kroppsformade läckagebarriärer

Elastisk tejp

Högre komfort för patienten