

# Foliodrape® Specialdraperingar



# Foliodrape® Specialdraperingar

► Foliodrape extremitetslakan är gjorda av ett mjukt, tre lager tjockt material och har en mycket tättslutande elastisk manschett och kardborreband.

► Foliodrape LAP-lakan är gjord av ett mjukt, tre lager tjockt material och har en självhäftande öppning och kardborreband.








► Foliodrape slitslakan med perinealduk är gjord av ett mjukt, tre lager tjockt material och har ett integrerat, självhäftande förkläde för den perineala regionen.

► Foliodrape thoraxlakan är gjord av ett mjukt, tre lager tjockt material och har en stor självhäftande yta och kardborreband.

► Foliodrape hand-/fotlakan är gjord av ett mjukt, tre lager tjockt material och har en elastisk manschett.

► Foliodrape artroskopilakan är gjord av ett mjukt, tre lager tjockt material och har vätskeuppsamlingspåse, avtappnings slang och kardborreband.

► Foliodrape slitslakan är gjorda av ett mjukt, tre lager tjockt material och har en självhäftande yta runt den u-formade slitsen för en snabb fixering och exakt placering runt incisionsstället.

Sortiment					
			Avd. förp. (Afp)	Art. nr.	Transp. förp.
	<u>Extremitetslakan</u> för steril drapering av patienten under kirurgiska ingrepp på extremiteterna, t.ex. vid knäoperationer	200 x 320 cm	9 st	254 332	1 Afp
		Ø 5 x 7 cm 245 x 320 cm Ø 7 x 10 cm	7 st	254 340	1 Afp
	<u>LAP-/pediatrisk/spinal lakan</u> för steril drapering av patienten under laparotomier eller operationer på ryggrad eller ryggmärg	260 x 320 cm Ø 9 x 22 cm	8 st	254 432	1 Afp
	<u>Slitslakan med perinealduk</u> för steril drapering av patienten under bilateral stripping av vener eller bypassoperationer	200 x 260 cm Ø 6,5 x 95 cm	5 st	256 335	2 Afp
	<u>Thoraxlakan</u> för steril drapering vid thoraxkirurgi, t.ex. vid torakotomier	260 x 325 cm Ø 32 x 40 cm	5 st	253 348	1 Afp
	<u>Hand-/fotlakan</u> för steril drapering av extremiteter vid hand- eller fotkirurgi, t.ex. vid osteosynteser av handen, ingrepp vid karpaltunnelsyndrom eller operationer vid hallux valgus	245 x 320 cm Ø 3 cm	7 st	254 440	1 Afp
	<u>Artroskopilakan</u> för steril drapering vid artroskopiska ingrepp på knäleden	200 x 320 cm	7 st	254 532	1 Afp
	<u>Slitslakan</u> för steril drapering av patienten vid kirurgiska ingrepp på extremiteterna	150 x 200 cm 60 cm	8 st	256 224	2 Afp
		längd på slitsen 200 x 260 cm 95 cm	5 st	256 235	2 Afp
		längd på slitsen			