

Sterila engångsskydd



Sterila engångsskydd

Skydd för bildskärm/röntgenrör

Rund modell med resår. Finns i fyra storlekar, Ø50 cm, Ø70 cm, Ø90 cm, Ø140 cm.

Material: Polyeten med resår av trådomspunnen latex.

Användningsområde: Sterilt skydd för bildskärmar och röntgenrör.

Op-slangskydd

Finns i tre varianter:

- Öppen i båda kortsidorna, storlek 15x250 cm.
- Teleskopiskt vikt med kartong, gummiband och fixeringstejp, storlek 15x250 cm.
- Teleskopiskt vikt, perforerad avrivbar topp med gummiband och fixeringstejp 15x250 cm.

Material: Polyeten.

Häftmassa: Polyvinylklorid, Latexfria gummiband.

Användningsområde: Sterila slangskydd för lapraskopiinstrument och utrustning.



Borrslangskydd

Ett skydd med gummiband och fixerings-tejp, öppet i båda kortsidorna. Finns i storlek 10x120 cm, 10x200 cm.

Material: Polyeten.

Häftmassa: Polyvinylklorid, Latexfria gummiband.

Användningsområde: Sterilt skydd för borrslangar.

Skydd för doppler och ultraljudsprob.

Teleskopiskt vikt med fixeringstejp, öppet i en kortsida. Finns i storlek 7x200cm och 10x250 cm

Material: Polyeten

Häftmassa: Polyvinylklorid

Användningsområde: Sterilt skydd för doppler och ultraljudsprob.

Slangstrumpa

Slangstrumpa ultraljud, storlek 20x30cm

Material: Polyeten.

Användningsområde: Vid biopsier med ultraljud.

Skydd för C-båge och röntgenutrustning











Skyddet finns i två varianter:

- Teleskopiskt vikt skydd med gummiband och fixeringstejp i storlek 100x200 cm.
- Vikt med fixeringstejp. Storlek 80x110 cm.

Material: Polyeten.

Häftmassa: Polyvinylklorid. Gummiband av latex ingår endast i art.nr 8811676.

Användningsområde: Sterilt skydd för C-båge och röntgenutrustning.

Sortiment				
			Art. nr.	Avd. förp.
	Skydd för bildskärm/röntgenrör	Ø 50 cm Ø 70 cm Ø 90 cm Ø 140 cm	8811673 8811674 8811663 8811664	50 st 50 st 50 st 25 st
	OP-slangskydd öppet i båda kortsidor 15x250cm		8811652	50 st
	OP -slangskydd-teleskopiskt med kartong 15x250cm		8811671	50 st
	OP-slangskydd-teleskopiskt med avrivbar topp 15x250cm		8811675	50 st
	Borrslangskydd 10x120cm		8811660	100 st
	Borrslangskydd 10x200cm		8811651	100 st
	Slangstrumpa ultraljud 20x30cm		8811659	100 st
	Skydd för doppler och ultraljudsprob.	7x200 cm 10x250 cm	8811653 8811654	50 st 50 st
	Skydd för C-båge och röntgenutrustning. Teleskopiskt vikt, 100x200cm		8811676	20 st
	Skydd för C-båge och röntgenutrustning. 80x110cm.		8811665	50 st