



Idealcrepe

stöd/fixeringsbinda av kräppad bomull

Idealcrepe har en elasticitet på 110%. Den kräppade strukturen gör att bindan inte glider

Idealcrepe kan tvättas och steriliseras.



Idealcrepe fungerar utmärkt för alla typer av fixering och stödförband.



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

Idealcrepe

Idealcrepe är en kräppad binda av ren bomull.

Egenskaper:

Bindan sitter säkert och glider inte tack vare det kräppade materialet.

Vävstrukturen är porös och luftgenomsläpplig vilket gör att bindan är skonsam mot huden.

Tvätt- och steriliserbar. Tvättas i 60°C.

Rekommenderad sterilisering genom autoklavering vid 134°C i 10 minuter eller 121°C i 20 minuter.

Utsträckt längd: 4 m

Outsträckt längd: ca 1,9 m

Elasticitet: 110%



Användningsområde

Som stödförband, vid amputationer, ledbandsskador, kompression, fixering av förband och gipsskenor.

Material

100% bomull

Sortiment	Storlek	Avd.förp. (Afp)	Art.nr	Transp. förp.
<u>Lösa i kartong</u>	6 cm x 4 m	10 st	928 916	20 Afp
	8 cm x 4 m	10 st	928 917	25 Afp
	10 cm x 4 m	10 st	928 918	20 Afp
	12 cm x 4 m	10 st	928 919	10 Afp
	15 cm x 4 m	10 st	928 920	10 Afp