



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

MoliNea normal

Hygienunderlägg



MoliNea normal hygienunderlägg är avsett att användas som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns.

Absorptionskärna

Absorptionskärnan av cellulosafluff absorberar vätskan snabbt.

Spärrskikt

Det undre spärrskiktet av plast är antiglidbehandlat och skyddar bädd och sits mot genomvättning. Underlägget är förslutet runt alla fyra kanter för att vätska ej ska tränga ut.

Ytskikt

Heltäckande ytskikt av non-woven som även täcker plastkanten förhindrar att huden kommer i kontakt med spärrskiktet av plast.

Inkontinensprodukter från HARTMANN är 100% latexfria.

Sortiment	Art.nr.	Vikt	Mått	Färg	Förp.
MoliNea normal 40x60	161 221	21 gr	40x60 cm	Grön	6x30 st
MoliNea normal 60x60	161 321	32 gr	60x60 cm	Grön	4x30 st
MoliNea normal 60x90	161 521	50 gr	60x90 cm	Grön	4x30 st