



# Hydrofilm® I.V.

## Transparent självhäftande kanylfixering

När man sätter en intravenös kanyl på en patient är det viktigt att man kan inspektera insticksplatsen och att förbandet håller tätt mot bakterier och smuts, samt tillåter huden att andas under förbandet. Hydrofilm I.V. är ett transparent, självhäftande filmförband som ger en säker kanylfixering.

Rundade kanter på förbandet  
förhindrar att det rullar sig eller lossnar



Hudvänlig

Transparent film ger  
visuell kontroll



### Indikation

För säker fixering av intravenösa kanyler på huden.

### Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Hydrofilm I.V. är ett transparent, självhäftande filmförband för säker fixering av kanyler.

### Egenskaper

Hydrofilm I.V. är ett transparent filmförband för säker fixering av intravenösa kanyler. Hela förbandet är transparent vilket ger personalen möjlighet att kunna inspektera insticksplatsen utan att behöva störa för mycket och ta bort eventuella fixeringsförband. Den transparenta filmen ger huden möjlighet att andas och kan på så vis sitta på längre stunder. Filmen skyddar även insticksplatsen mot smuts och bakterier.

### Material

Polyuretanfilm med hypoallergen häftmassa av akrylat.  
Häftmassan är dermatologiskt testad.  
Kolofoniumfri.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass 1, (regel 4) steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

### Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av filmen.



Hydrofilm IV ger full kontroll av insticksplatsen.

## Fördelar:

Säker fixering

Förbandet skyddar mot yttre kontaminering

Enkel hantering

| Sortiment                 | Storlek  | Art.nr. | Afp   | Tfp    |
|---------------------------|----------|---------|-------|--------|
| <b>Hydrofilm.I.V.</b>     | 7 x 9 cm | 685 740 | 50 st | 12 Afp |
| Steril, enstycksförpackad |          |         |       |        |