



Hydrofilm® I.V. control

Självhäftande kanylfixering

När man sätter en intravenös kanyl på en patient är det väldigt viktigt att fixeringen sitter säkert. Hydrofilm I.V. control består av non-woven och polyuretanfilm. Non-woven gör att förbandet blir slitstarkt samt ger en säker fixering vid alla typer av kanylfixering. Det transparenta filmfönstret ger vårdaren möjlighet att kunna inspektera insticksplatsen utan att behöva ta bort något förband.

Rundade kanter på förbandet förhindrar att det rullar sig eller lossnar



Skyddar mot yttre kontaminering

Det transparenta fönstret ger vårdaren visuell kontroll



Indikation

Till stark och säker fixering av intravenösa kanyler.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Hydrofilm I.V. control är ett förband för extra stark och säker kanylfixering.

Egenskaper

Hydrofilm I.V. control är ett filmförband för extra stark fixering av intravenösa kanyler. Förbandet består av Non-woven och fönstret består av transparent polyuretanfilm vilket ger personalen möjlighet att kunna inspektera insticksplatsen utan att behöva ta bort eventuella fixeringsförband. Filmfönstret skyddar även insticksplatsen mot smuts och bakterier.

Material

Förbandet består av non-woven och filmfönstret består av polyuretanfilm. Hypoallergen häftmassa av akrylat. Häftmassan är dermatologiskt testad. Kolofoniumfri.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass 1, (regel 4) steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Filmfönster för visuell kontroll.

Fixeringsinstruktioner

Huden skall vara torr vid fixering.

Fördelar:

Säker fixering

Förbandet skyddar mot yttre kontaminering

Enkel hantering

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Hydrofilm.I.V. control	9 x 7 cm	685 741	50 st	12 Afp
Steril, enstycksförpackad				