

Idealcrepe

Stöd/fixeringsbinda av kräppad bomull

Idealcrepe är en kraftig kräppad binda i 100% bomull. Idealcrepe kan användas för många olika ändamål och har ett högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan tvättas och återanvändas flera gånger.

Idealcrepe har en elasticitet på 120%

Fungerar vid alla typer av fixering och som stödförband



Kan tvättas och steriliseras

Indikation

Som stödförband vid amputationer och ledbandsskador. För kompression med ödembehandling och fixering av förband och gipsskenor.

Kontraindikationer:

Arteriell oklusionssjukdom.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Idealcrepe är en kraftig kräppad binda i ren bomull.

Egenskaper

Bindan sitter säkert på plats och glider inte tack vare den kräppade strukturen i materialet. Idealcrepe är porös och luftgenomsläpplig vilket gör bindan skonsam mot huden och bekväm att bära.

Material

100% bomull. Vit.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 4 m

Outsträckt längd: ca 1,9 m

Elasticitet: 120%

Tvättråd

Idealcrepe kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 10 minuter eller 121°C i 20 minuter och tvättas i 60°C ett fåtal gånger.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealcrepe	4 m x 6 cm	928 916	10 st	20 Afp
Lösa i förpackning	4 m x 8 cm	928 917	10 st	26 Afp
	4 m x 10 cm	928 918	10 st	21 Afp
	4 m x 12 cm	928 919	10 st	10 Afp
	4 m x 15 cm	928 920	10 st	10 Afp

Fördelar:

Bekvämt att bära

Kraftig väv

Många användningsområden

Kan återanvändas

Stadiga kanter