



Idealflex® universal

Universalbinda med lågelastisk kompression

Idealflex universal är en permanentelastisk binda. Idealflex universal kan användas för många olika ändamål och har ett högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan återanvändas flera gånger.

Idealflex universal har en elasticitet på 85%



Fungerar vid alla typer av fixering och som stödförband

Kan kokas och steriliseras



Indikation

Som stödförband vid amputationer och ledbandsskador. För kompression med ödembehandling och fixering av förband och gipsskenor.

Kontraindikationer:

Arteriell oklusionssjukdom.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Idealflex universal är en multi-funktionsbinda som även ger låg-
elastisk kompression.

Egenskaper

Bindan är permanentelastisk och har vävda kanter som ger
stabilitet och bibehåller bindans form.

Material

66% bomull, 33% polyamid, 1% elastan. Vit.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I,
osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 5 m

Outsträckt längd: ca 2,2 m

Elasticitet: 85%

Tvättråd

Idealflex universal kan steriliseras i autoklav vid 134°C och
tvättas i 40°C ett fåtal gånger.



Idealflex universal applicerad som stöd.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealflex. universal	5 m x 6 cm	931 271	10 st	28 Afp
Lösa i förpackning	5 m x 8 cm	931 272	10 st	18 Afp
	5 m x 10 cm	931 273	10 st	21 Afp
	5 m x 12 cm	931 274	10 st	23 Afp
	5 m x 15 cm	931 275	10 st	18 Afp
	5 m x 20 cm	931 276	10 st	8 Afp

Fördelar:

Bekväm att bära

Permanentelastisk

Många användningsområden

Kan återanvändas

Stadiga kanter