



Medicomp® drain

Non-wovenkompress för dränage

Medicomp drain är en klassisk non-wovenkompress med y-snitt. Utmärkt som skyddande och absorberande kompress vid olika typer av insticksställen.

Luddar inte

Enkel hantering

Ekonomisk



Indikation

För skydd och absorption under exempelvis dränage och trakeostomi.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Medicomp drain är en mjuk non-wovenkompress som är skyddande och absorberande under exempelvis dränage.

Egenskaper

Medicomp drain är mycket öppen i sin struktur och släpper lätt igenom luft. Kompressen är mjuk och absorberande. Medicomp drain kan klippas utan att den luddar eller släpper lösa trådar.

Kompressen har ett y-snitt för att lätt kunna appliceras kring dränage och trakeostomier.

Material

70% viskos och 30% polyester. Non-wovenmaterialet är utan bindemedel och optiska vitmedel. Vikt 40 g/m², 6-lagers.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass Ia, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Medicomp drain fixerad under kanyl.

Fördelar:

Luddar inte

Enkel hantering

Ekonomisk

Smart förvaring

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Medicomp drain	7,5 x 7,5 cm	421 533	25 x 2 st	12 Afp
Steril 2-pack	10 x 10 cm	421 535	25 x 2 st	8 Afp