



Omnisilk®

Kirurgisk tejp av konstsilke

Omnisilk är en tejp av konstsilke som fungerar som förbandsfixering och även för fixering av sonder, kanyler och katetrar.

Fixeringstejp för känslig hud



Enkel att hantera

Lätt att riva eftersom
tejpen har tandade kanter



Indikation

Alla sorters förbandsfixering. För fixering av t.ex. kanyler, sonder och katetrar. Passar för patienter med känslig hud.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Omnisilk är en vit, hypoallergen kirurgisk tejp av konstsilke.

Egenskaper

Omnisilk är genomsläpplig för luft och fukt.
Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och lämnar heller inga klisterrester kvar på huden.
Omnisilk är lätt att riva eftersom den har tandade kanter.
Omnisilk absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar.

Material

100% acetatväv.
Hypoallergen häftmassa baserad på syntetiskt gummi. Fri från kolofonium och latex. Spole av polystyren.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av tejpen.



Omnisilk är lätt att riva.



Omnisilk som förbandsfixering.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Omnisilk.	5 m x 1,25 cm	900 500	10 st	36 Afp
På plastspole i ask med skyddsclip	5 m x 2,5 cm	900 501	10 st	24 Afp
	5 m x 5 cm	900 502	10 st	12 Afp
På plastspole i ask	9,2 m x 1,25 cm	900 575	5 st	36 Afp
	9,2 m x 2,5 cm	900 576	5 st	24 Afp
	9,2 m x 5 cm	900 577	2 st	36 Afp

Fördelar:

Säker fixering

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Behöver inte avlägsnas vid röntgen

Fri från kolofonium och latex

Passar för känslig hud