



Omnistrip[®]

Elastisk suturtejp

Omnistrip är en elastisk suturtejp som stabiliserar sår i kombination med suturer och även efter att suturer har tagits bort. Påskyndar läkningen genom att sammanföra sårkanterna.

För mindre kirurgiska
ingrepp och mindre sår



Enkel att hantera

Rundade hörn för att
inte rulla av



Indikation

Atraumatisk sårförslutning av mindre sår och efter mindre kirurgiska ingrepp.
Stabilisera snitt när suturer tagits bort.

Kontraindikationer:

Omnistrip är inte avsedd för kliniskt infekterade, blödande eller starkt exsuderande sår.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Omnistrip är en hypoallergen sårförslutning gjord av beige non-woven polyester/polyamid.

Egenskaper

Att Omnistrip är genomsläpplig för luft och fukt begränsar risken för att maceration av huden ska uppstå.

Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och lämnar heller inga klisterrester kvar på huden.

Omnistrip absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar.

Omnistrip släpper endast igenom 7% av solens UV-strålning.

Material

Beige non-woven polyester/polyamid.

Hypoallergen häftmassa baserad på akryl (Pressure sensitive adhesive, PSA). Fri från kolofonium och latex.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av tejpen. För mer ingående instruktion se bipacksedeln i kartongen.

Tips

För att undvika extern kontaminering och underlätta daglig kroppsvård rekommenderar vi vårt transparenta filmförband Hydrofilm som ytterligare skydd.



Omnistrip fixeras efter ett mindre kirurgiskt ingrepp.



Sortimentsöversikt

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Antal i kuvert	Afp	Tfp
Omnistrip®	3 x 76 mm	540 681	5 st	250 st	6 Afp
Steril, i kuvert.	6 x 38 mm	540 682	6 st	300 st	6 Afp
	6 x 76 mm	540 683	3 st	150 st	6 Afp
	6 x 101 mm	540 684	10 st	500 st	6 Afp
	12 x 101 mm	540 685	6 st	300 st	6 Afp
	25 x 127 mm	540 686	4 st	200 st	6 Afp

Fördelar:

Säker fixering

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Finns i flera storlekar

Behöver inte avlägsnas vid röntgen

Fri från kolofonium och latex