



Pur-Zellin®

Spartork på rulle

Pur-Zellin är en perforerad spartork på rulle. Som namnet anger så är det en ekonomisk produkt som ofta används i kombination med olika typer av desinfektionsmedel. Fungerar som injektionstork och kan fylla många olika syften inom t.ex. laborativ verksamhet.

Dammar inte



Enkel hantering

Ekonomisk



Indikation

För rengöring av huden före injektioner och infusioner. För lokal desinficering vid mindre kirurgiska ingrepp samt många användningsområden inom laborativ verksamhet.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Pur-Zellin är en perforerad spartork på rulle.

Egenskaper

Den stansade perforeringen gör att torkarna har fasta kanter. Till torkarna finns en dispenser för förvaring så att god hygien kan upprätthållas och det är lätt att få tag på torkarna vid användning. Rullen med torkar fixeras på en fast axel inne i dispensern. För att komma åt torkarna måste ett skyddslock lyftas.

Material

100% cellulosa, blekt utan klorgas (ECF).

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Dispensern är av vit, slagtålig polystyren. Mått: höjd 213 mm, längd 231 mm, bredd 131 mm. Vikt ca 520 g.

Tips

För att minska risken för kontaminering ska dispenserns skyddslock stängas mellan användningstillfällena. Ta också för vana att desinficera dispensern vid byte till ny rulle.



Pur-Zellin våts och används för rengöring inför injektion.



Pur-Zellin i box.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Pur-Zellin® På rulle	4 x 5 cm	143 213	1 x 500 st	16 Afp
Pur-Zellin® box Tom dispenser	se ovan	996 857	1 st	1 Afp

Fördelar:

Dammar inte

Enkel hantering

Ekonomisk

Smart förvaring