



Belted Product®

Bältesskydd vid stor till mycket stor inkontinens

HighDry SAP med Odour Neutralizer


Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.

Säker fixering

Kardborrefixering gör fixeringen enklare och låter skyddet följa kroppens former och rörelser.

Längsgående våtindikator

Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.



Läckagebarriärer

Mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage. Fickorna fram och bak gör skyddet idealiskt vid stora och hastiga miktionser samt vid avföringsinkontinens.

Air Active / Textilkomfort

Spärrensikt av microperforerad plast som andas ger bästa hudkomfort. Det textila ytskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.







Belted Product är ett absorberande inkontinensskydd med fixering och skydd i ett. Skyddet fixeras lätt med hjälp av det mjuka bältet av non-woven och kardborrefästena. Absorptionsdynan och de formade längsgående läckagebarriärerna gör Belted Product till ett säkert val.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 Anderstorp
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Sortiment	Art.nr.	Höftmått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
Extra M 	169 059	70-110 cm	89 gr	1 827 ml	4x15 st
Extra L 	169 159	100-150 cm	90 gr	2 018 ml	4x15 st
Maxi M 	169 259	70-110 cm	95 gr	2 123 ml	4x15 st
Maxi L 	169 359	100-150 cm	100 gr	2 101 ml	4x15 st
Super M 	169 459	70-110 cm	107 gr	2 637 ml	4x15 st
Super L 	169 559	100-150 cm	109 gr	2 615 ml	4x15 st

Fördelar:

Enkel och tidsbesparande
fixering

Långsgående läckagebarriärer

Textilliknande andningsbart
material