



MoliMed® pants active

Skydd i byxmodell vid liten inkontinens

Sidoöppning

Byxan kan öppnas i sidosömmen för snabbt och hygieniskt byte av använt skydd.

Dry Plus skikt

Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.

Air Active / Textilkomfort

Spärrskikt av microperorerad plast som andas ger bästa hudkomfort. Det textila ytskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.

Avfallspåse

Avfallspåsar följer med produktförpackningen, vilket gör hanteringen och användningen diskret och hygienisk.

Hög midjeresår

Hög midjeresår med stor elasticitet gör att skyddet sitter bra och formar sig väl efter kroppens former och rörelser. Produkten ser både ut och känns som vanliga underbyxor.

HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.



MoliMed pants active är ett absorberande inkontinensskydd med byxa och skydd i ett. Byxan bärs som vanliga underkläder och är lätt att ta på och av. Kombinationen av byxa och skydd gör MoliMed pants active till en diskret och säker lösning för aktiva kvinnor med liten inkontinens.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se



Inkontinensprodukter från HARTMANN
är 100 % latexfria.

HARTMANN-ScandiCare AB 8801901 (2009-05)

Fördelar:

Lika enkel att använda som vanliga
underbyxor

Mjukt och andningsbart material

Säker och diskret

| Sortiment | | Art.nr. | Midjemått | Vikt | Abs.kap. (ISO) | Förp. |
|-----------|-----|---------|------------|-------|----------------|---------|
| Medium | 💧💧💧 | 168 661 | 75-100 cm | 49 gr | 847 ml | 4x12 st |
| Large | 💧💧💧 | 168 662 | 100-125 cm | 56 gr | 874 ml | 4x10 st |