



Foliodrape®

Transparent operationstejp





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Foliodrape® transparent operationstejp


Foliodrape transparenta operationstejp är en semipermeabel film med god häftförmåga. Den tunna och elastiska operationstejpen är lätt att applicera och följer smidigt kroppens alla konturer. Den håller handdukar och lakan säkert på plats och är en pålitlig barriär då Foliodrape transparenta operationstejp är ogenomtränglig för vätska och blod.

Användningsområden:

- Incisionfilm vid alla operationer
- Operationstejp vid operationer exempelvis inom ÖNH- och ortopedkirurgi
- Operationstejp vid våta operationer
- Som film postoperativt

Material:

Polyuretanfilm



Fördelar:

Formar sig efter kroppens konturer

Hudvänlig

God häftförmåga

Elastisk

| Sortiment | Mått | Art.nr. | AFP | TFP |
|--|------------|---------|--------|-------|
| Foliodrape® transparent operationstejp | 10 x 50 cm | 258 542 | 120 st | 4 AFP |